




Olink™ Target 48

免疫监测

让您对免疫生物标记物 分析具有绝对信心



只需1微升样本，就可以获得对免疫系统全面的认识，
进而实现对炎症和免疫反应的深入监测。

1微升样本实现强大的免疫监测

Olink Target 48免疫监测是深入监测炎症和免疫反应的理想工具。这个panel已经进行了充分的验证，并展现了卓越的性能。

样本

44

每个Panel

蛋白种类

44

每个Panel

样本

1微升

每个Panel

读数

皮克/毫升

绝对单位

运行


Signature

Q100

深入的免疫学见解


精心挑选的生物标志涵盖了各主要治疗领域的相关蛋白质。这个Panel可以与Olink Target 48细胞因子Panel一起使用来扩大生物标记的覆盖范围，这样一共是需要2微升的样品。

下载 [检测蛋白列表](#) 和 [验证数据](#)。



邻位延伸技术 (PEA)

这个 panel 的卓越性能是基于 PEA 技术。双重抗体的识别检测模式确保了极高的检测特异性，而 PCR 指数扩增读取提供了高灵敏度。已有的广泛发表的文献，严格的验证测试，以及全面的质量控制系统，共同确保数据的可信度。



易于使用的台式系统

Olink Signature Q100 台式系统极大简化了工作流程

- 没有清洗步骤或梯度稀释。
- 最低限度的维护。
- 通过 NPX Signature 软件进行质量控制和统计分析。

了解更多 olink.com/target48human

